

富順醫療器材

長照 & 社會局 輔具 特約商

《免費協助申辦輔具補助》

專業
用心
服務

營業項目

●【輔具】系列…

氣墊床、輪椅座墊、輪椅系列、居家用照顧床、氧氣製造機、抽痰機、化痰機、血氧監視器、氧氣鋼瓶、電動輪椅、電動代步車、帶輪助步車、便盆椅、沐浴椅、助行器、移位輔具、助聽器…等等。

●【居家環境改善】…

扶手、防滑措施、斜坡板、斜坡道、浴室空間改善…等等

●【租賃系列】

A：《輔具》居家照顧床、氣墊床、輪椅、氧氣製造機、抽痰機／化痰機…等等

B：《復健器材》手腳復健牽引機、電動傾斜床、肌肉神經電療刺激器、站立桌、膝關節連續被動訓練器CPM…等等

●【醫療器材／保健用品／各品牌營養奶粉】



行政
04-25131993
04-25131996



門市
04-25286568
0920-425515



業務經理 楊岳穎
0935-425511



業務主任 楊岳暉
0920-425511

台中市豐原區安康路28號
<http://www.fushung1688.com.tw>

(豐原醫院前7-11旁邊)

【本公司有專員到府服務·歡迎來電洽詢】

【輪椅B款】一般輪椅



YC-1000



EZ22



JW-150



FZK-1500



DL-3510



JW-230



JW-X30



JW-125



JW-X40

規格表 型號	座寬	座深	總寬	肩高	座高	N.W. 重量	規格表 型號	座寬	座深	總寬	肩高	座高	N.W. 重量
K4	46/42	40	63/59	41	49	13	YC-1000	46	40	65	38	50	
YC925.2	46/41	40	65/60	40	51	14.7	JW-EZ22	45	42	66	40	47	13
SR-218	46	40	64	46	50	16	JW-150	44	43	68	40	47	13.7
FZK-AB	46/42	42	70/62	48	48	18	FZK-1500	45	40	68	45	49	
JW-020	47/41	45	71/65	48	50	18	DL-3510	46/41	43	61	42	51	14
YC-800	45	43	69	88	49	21	JW-230	45	41	60/60	43	47	10.5/9.5
FZK-AC	46/42	42	70/65	46	48	20	JW-X30	43	40	63	39	47	10.5
AS9T-1618	45	40	63	46	50	19	JW-125	44	43	68	40	47	13.7
9TR	39	40	68	55	48	20	JW-X40	43	40	63	39	43	11.5
YC-700	56	41	75	43	49	15.2							

移位功能型

輪椅 B 款 + 附加功能 A 款

功能：● 扶手可後掀 ● 靠腳可快拆

★ 適合族群：乘坐輪椅須倚靠他人協助移位者



FZK-K4



YC-925.2



SR-218

耐重型18"/20"130kg



YC-700

耐重型22"/150kg

仰躺功能型

輪椅 B 款 + 附加功能 A B 款

功能：● 扶手可後掀 ● 靠腳可快拆 ● 背可後躺

★ 適合族群：身體穩定姿勢能力不佳者



JW-020



YC-800



FZK-AB

空中傾倒型

輪椅 B 款 + 附加功能 AC 款

功能：● 扶手可後掀 ● 靠腳可快拆 ● 座、背可連動傾仰

★ 適合族群：乘坐輪椅會嚴重下滑者



FZK-AC



AS9T-1618

移位功能型

輪椅 B 款 +

附加功能 ABC 款

功能：● 扶手可後掀 ● 靠腳可快拆

● 背可後躺 ● 座、背可連動傾仰

★ 適合族群：完全無法穩定姿勢之重症患者



9TR

【預防褥瘡的輔具】 氣墊床 & 輪椅坐墊

易產生褥瘡的高危險群：

- ◆ 下半身皮膚感覺喪失
- ◆ 下半身運動機能喪失（患者無法靠自己承重載位）
- ◆ 患者無法自行翻身及自行坐起
- ◆ 患者皮膚薄、很瘦有皮包骨的情形

氣墊床 B 款

保固 3 年



- 數位靜音型馬達
1. 每10分鐘三管交替充氣 2. 數位式調整進氣壓力值 3. 低壓警示
- 靜態裝置：
20分鐘內保持定壓狀態，使用於照護人員進行翻身、換藥等護理工作，20分後自動回復交替模式。
- 尺寸(長X寬X高)：180×80×10cm

輪椅坐墊 B 款 氣囊式

保固 2 年



S-599

產品尺寸：
氣囊數 9×9 尺寸 45X45cm
氣囊數 9×8 尺寸 43×40cm
產品高度：5.5cm、7.5cm、10cm




JP-879

產品尺寸：
氣囊數 9×9 尺寸 45X45cm
氣囊數 7×7 尺寸 40×40cm
產品高度：6cm



輪椅坐墊 C 款 液態凝膠

保固 2 年



GEL-SEAT-027

產品尺寸：
16" 尺寸 41X41X7cm
18" 尺寸 46X41X7cm



舒柔型 CELF4018

萊卡PU布、伸縮防水
曲度泡棉、彈力支撐
獨立凝膠、減壓舒適



鉑金8565

- 5吋-27管abc三管
- 專利腳後跟護理設計：
將腳後跟的位置做高度下降處理，可加快後跟褥瘡的恢復速度。
- 自動調壓：
主機會自動調整適合患者之壓力大小。
- 最大載重：200KG
- 尺寸(長X寬X高)：196×84×12.7cm

鉑金8950

- 8吋-20管 2合1管條設計，AB交替減壓兼左右翻身
- 翻身模式：
翻身角度25~40°，搭配可控制翻身時間15、30、45、60、90鐘。
- 最大載重：200KG
- 尺寸(長X寬X高)：200×84×20-32cm
護欄25.4cm



● 多功能床罩：防水、透濕、透氣、四向伸縮PU材質


【照顧床系列】



LM-223 ●長206cm×寬102cm×高39~66cm (不含護欄及床墊高度)
●背部上升0~85°、腳部上升0~85°




- D. 頭尾板：木飾板特色**
1. 材質為仿實木複合材料高壓成形
 2. 表面烤漆，基礎防水性
- ※可更替ABS板（掛勾式，拆裝快速）



- A. 護欄特色：多支架強化型護欄**
單開 雙開 護欄




- B. 床面為鋼板材質（耐重、不易變形塌陷）**



- C. 本體結構採用強度鋼體，且低床體設計**
1. 床面距離地面39cm，方便協助患者上下床，提升安全性
 2. 床面最高可升至66cm，適於護理人員的作業需求



床上餐桌



升降餐桌板



緊急備用蓄電池



LM-EF03 ●尺寸(長X寬X高)：214X95X39~66cm
(不含護欄及床墊高度)

床面為鋼網式



600HZ-A

- 尺寸(長X寬X高)：
215cmX99cmX47~80cm
(含護欄寬103.5cm)
●背部上升：0~75°

【便盆椅】系列



JCS-102



JCS-103



JCS-202



AT-A135



JCS-208



JCS-207



JCS-305



杏華-招財貓-70740C



AT-B1359



FZK-4351

【沐浴椅&馬桶增高器】系列



FZK-0010



FZK-1013



FZK-0015



JY-304A 耐重型



JCS-902



JP-320



JP-901



FZK-188



FZK-185

帶輪助步車



光星TAIMA各五色(m.s)



光星 STAR/mini



JK-005



JK-006

助行器 & 拐杖



【助行器】

【R行助行器】

【不銹鋼拐杖】

移位機 & 樓梯升降椅



移位輔具系列



移位腰帶



EZ-510
蝴蝶低摩擦光滑移位滑板



EZ-61
人力移位吊帶



捲式移位滑墊171*52CM(±3%)

3+1移位滑墊B款
(水平移位用)

氧氣製造機／血氧監視器／抽痰機／化痰機／電動拍痰機



亞適 (美國進口)



飛利浦 (美國進口)



血氧監視器



電動拍痰機




TC-2000V



DF-760



DF-506K



AP100100



舒摩V-16



KUN-868

電動代步車



S141

- 最大功率：210W(Rating)/715W(Max)
- 電池：12V/34AH×2，最大里程28公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪10" 氣胎 / 後輪10"氣胎



S840 (路虎 I)

- 最大功率：350W(Rating)/1050W(Max)
- 電池：12V/34AH×2，最大里程28公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪11" 氣胎 / 後輪11"氣胎
- 後輪配備頂級避震懸吊系統



S148 (路虎 II)

- 最大功率：400W(Rating)/1750W(Max)
- 電池：12V/50AH×2，最大里程40公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪12" 氣胎 / 後輪12"氣胎
- 四輪懸掛避震系統



S846 (捷豹 I)

- 最大功率：400W(Rating)/1750W(Max)
- 電池：12V/50AH×2，最大里程40公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪12" 氣胎 / 後輪12" 氣胎
- 四輪懸掛避震系統



S344 (捷豹 II)

- 最大功率：650W(Rating)/2200W(Max)
- 電池：12V/50AH×2，最大里程40公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪14" 高速胎 / 後輪14"高速胎
- 四輪懸掛避震系統



S940A (捷豹 III)

- 最大功率：650W(Rating)/2200W(Max)
- 電池：12V/75AH×2，最大里程50公里
- 最大爬坡角度：8°
- 前輪14" 氣胎 / 後輪16"氣胎
- 四輪懸掛避震系統
- 轉彎自動半速感應器 (轉彎自動減速)

電動輪椅



P108 (樂行II)

- 最大功率：100W(Rating)/270W(Max)
- 最高時速：6.4KM
- 電池：24V/20AH×1 (鋰電池) · 最大里程18公里
- 最大爬坡角度：6°
- 前輪200×50PU胎 / 後輪12"實心胎



P113 (逍遙行)

- 最大功率：70W(Rating)/210W(Max)
- 最高時速：6.4KM
- 電池：24V/11.4AH×1 (鋰電池) · 最大里程11公里
- 最大爬坡角度：6°
- 前輪7"PU胎 / 後輪8"實心胎



P110

- 最大功率：180W(Rating)/630W(Max)
- 最高時速：6.4KM
- 電池：12V/34AH×2 · 最大里程28公里
- 最大爬坡角度：6°
- 前輪8"實心胎 / 後輪12-1/2"實心胎



P200

- 最大功率：180W(Rating)/630W(Max)
- 最高時速：6.4KM
- 電池：12V/34AH×2 · 最大里程28公里
- 最大爬坡角度：10°
- 前輪8"實心胎 / 後輪14"實心胎

可平躺



空中傾倒3.5~16.5°



背墊斜躺-5~45°



P201

- 最大功率：180W(Rating)/630W(Max)
- 最高時速：7.3KM
- 電池：12V/55AH×2 · 最大里程40公里
- 最大爬坡角度：10°
- 前輪9"PU胎 / 後輪14"PU實心胎



P301


- 最大功率：275W(Rating)/1050W(Max)
- 最高時速：10.5KM
- 電池：12V/55AH×2 · 最大里程32公里
- 最大爬坡角度：10°
- 前輪9"氣胎 / 後輪14"氣胎

居家環境改善工程【享有長照2.0、身障社會局補助】

改善居家環境成無障礙空間，提升長輩的生活空間
能更具《安全性》與《便利性》

扶手系列－正304不銹鋼扶手

※表層如需防滑可加做「滾花處理」




連續型扶手(客製化)
扶手30公分~120公分
120cm以上



L型扶手
70×70cm/55×55cm
40×40cm



U型扶手
D70×H20cm



活動式扶手
W15×D70×H26cm




W型面盆扶手
W65×D52×H33cm



R型扶手
D70×H75cm



M型扶手
D70×H75cm



小便斗扶手
W60×D55×H50cm



小便斗扶手
D55×H43cm




壁掛式沐浴椅






扶手系列－ABS奈米抗菌材質（內製不銹鋼管材）

專利字號：M434090



斜坡板 A、B、C 款系列…依實際環境,選用適合的型號（可客製化）



土木、水電、裝潢系列



斜坡道(金屬/水泥)落地型扶手



防滑措施



蹲式馬桶改坐式馬桶



拆除浴缸




門片類型改成摺疊拉門 橫推拉門



隔間(木板)+橫推門



浴室門框加寬



門檻剔除順平

居家無障礙改善項目

- ☐ FA01… 扶手系列運用於 浴室、走道、樓梯、門口
- ☐ FA02 活動式扶手
- ☐ FA17：壁掛式淋浴椅
- ☐ 非固定式斜坡板系列…可依家裡環境長×寬×高度之需求，規劃適合的斜坡板
 - ☐ FA03：斜坡板A款（長度>30cm）
 - ☐ FA04：斜坡板B款（長度>90cm）
 - ☐ FA05：斜坡板C款（長度>120cm）
- ☐ FA06：固定式斜坡道
 - A：泥作、B：金屬（鍍鋅花板）
- ☐ FA07：架高式和式地板拆除：
 - A：消除出入口、通道、臥室、廁所、浴室等生活空間地面局部高低差所進行的修繕
 - B：浴室門口門檻剔除後伴隨的截水溝工程
- ☐ FA09：新增隔間（泥作、木板）
 - ※可搭配FA12門B款（新增門片）
- ☐ FA10：防滑措施…運用於：浴室、樓梯、通道、臥房、廚房、騎樓
 - A：防滑噴劑（隱形防滑地板）…將原有磁磚改變成防滑磁磚，不會影響磁磚之品質及顏色，效果顯著且維持長久
 - B：重新鋪設防滑磁磚

- ☐ FA11：門A款…
 - A：門檻剔除、順平、降低
 - B：改變門片類型《折疊拉門、橫推拉門》
 - C：加裝橫式截水槽
- ☐ FA12：門B款…
 - A：門加寬加高
 - B：新增門
- ☐ FA14：改善浴缸：
 - A. 浴缸之拆除
 - B. 無障礙乾濕分離淋浴隔離設施
 - C. 冷熱水管線新增或遷移
 - D. 增設淋浴龍頭
 - E. 糞管新增或遷移
- ☐ FA13：改善水龍頭…改為
 - A：單閥撥桿式
 - B：電子感應式
- ☐ FA15：改善洗臉台《新增、改換、移除》
- ☐ FA16：改善馬桶：
 - A. 新增、改換、移除
 - B. 蹲式馬桶改坐式馬桶（※可搭配FA07補助）

輔具租賃

- ◆**輔具租賃系列**...照顧床、氣墊床、氧氣製造機、抽痰機、化痰機、電動拍痰機、輪椅...
- ◆**復健器材租賃系列**...手腳復健機、電動傾斜床、肌肉神經電療刺激器、站立桌、肢體循環機、超音波、膝關節連續被動訓練器CPM



輔具&居家無障礙改善 建議申請補助方向

個案姓名：

聯絡人 & 聯絡電話：

轉介單位：

編號		輔具品項	補助 額度	長照2.0 實際補助金額 一般×70%、/ 中低×90%、低收×100% ※補助額度40000元 / 3年內	社會局 實際補助金額 一般×50%、/ 中低×75%、低收×100% ※補助項次 4 項 / 2 年內
	FA	居家環境改善工程			
	EG02	氣墊床B款	12,000	12000	12000
	EG04、EG05	輪椅坐墊B、C款	10,000	10000	10000
	EH01+EH02+EH03	居家照顧床、附加功能AB款	18,000	12600、16200、18000	9000、13500、18000
	EC02	輪椅B款	4,000	2800、3600、4000	2000、3000、4000
	EC02+EC04	輪椅B款、附加功能A款	9,000	7800、8600、9000	7000、8000、9000
	EC02+EC04+EC05	輪椅B款、附加功能AB款	11,000	9800、10600、11000	9000、10000、11000
	EC02+EC04+EC06	輪椅B款、附加功能AC款	13,000	11800、12600、13000	11000、12000、13000
	EC02+04+05+06	輪椅B款、附加功能ABC款	15,000	13800、14600、15000	13000、14000、15000
其它輔具：					